

# SW71100C 即棄式人工呼吸急救甦醒器－大人

## 產品介紹

取代口對口人工呼吸避免感染其他疾病提氧氣流通及交換，適用於一般急救及專業的醫療場合,急救甦醒器都可提供最佳的急救效果.

## 產品特色

- 1.FDA & CE0434 認證通過
- 2.各式的料號產品組合，方便您搭配球體及各式配件，助您因應不同的市場需求
- 3.完整豐富的各式急救甦醒器配件供您選擇：AIRWAYS, 開口器，面罩，氧氣管，儲氣袋，及急救球掛鉤等

## 氧氣流量

甦醒容量: 1700ml

儲氣容積: 1700ml

壓出量 x 每分鐘壓縮次數，含儲氣袋 ( ) 不含儲氣袋						
LPM	600x12	600x20	750x12	750x20	1000x12	1000x20
5	83(32)	59(34)	65(34)	50(30)	55(31)	45(31)
10	99(37)	80(38)	99(37)	99(36)	88(36)	62(36)
15	97(46)	97(45)	97(46)	97(44)	97(44)	90(46)

## 大人急救甦醒器配件

矽膠大人球體 1700ml - 1pc

5 號矽膠面罩 - 1 pc

儲氣袋組 - 1pc

氧氣管- 1pc

## 注意事項

本器材之設計係針對合格急救訓練及受過心肺復甦術訓練之人員使用