

# 電刀筆&Endo Hook

## 重覆式電刀筆

衛署醫器製字第 003801 號  $\text{\O}2.38\text{mm}$

產品說明

包裝

型號

### 手控電刀筆

70mm 不沾黏刀片型電刀頭，3M 矽膠線  
耐高溫高壓滅菌、按鍵彈力輕、筆頭可緊鎖住刀片(可使用 26cm 長刀頭)




SW11200-T02



### 足控電刀筆

70mm 不沾黏刀片型電刀頭，筆體18cm，3M矽膠線，8mm插頭  
耐高溫高壓滅菌、筆頭可緊鎖住刀片(可使用26cm長刀頭)



SW11100-CSFASA01



## Endo Hook

衛署醫器製字第 003801 號

產品樣式

形狀

不沾黏

不銹鋼



手控帶線

L 型



足控帶線

J 型



足控無線

針型



方型 L



湯匙型

