

# 吸煙電燒筆

## ShinEvac® AIO (All-In-One)

產品說明

包裝

型號

即棄式手控吸煙電燒筆

70mm 安全絕緣不沾黏刀片型電燒頭, 3M 導線,


10-10mm&10-22mm 轉接頭, 筆體尾端 360° 旋轉設計



=20

SW12200-APBCSB02

360° 彎接頭設計



衛署醫器製字第 003801 號

型號	電燒線長度	安全絕緣電燒頭(外露 15mm)	吸煙管套
SW12200-APBCSD01-T	3M	70mm 不鏽鋼刀型	可伸縮 (25mm-150mm)
SW12200-APBCSB02		70mm 不沾黏刀型	

## Accessories

電燒頭



支援  
70-180mm 電燒頭

轉接頭

10mm-10mm



10mm-22mm

# 吸煙電燒筆

## 吸煙電燒筆® Classic

產品說明

包裝

型號

即棄式手控吸煙電燒筆


2 段式可微調管套, 安全絕緣不沾黏刀片型電燒頭, 3M 導線, 10-10mm&10-22mm 轉接頭, 筆體尾端 360° 旋轉設計



=20

SW12200-APBCSE04

360° 彎接頭設計



衛署醫器製字第 003801 號



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE  
2019

型號	電燒線長度	安全絕緣電燒頭(外露 15mm)	吸煙管套
SW12200-APBCSE03	3M	標準不鏽鋼刀型	30mm
SW12200-APBCSE04		標準不沾黏刀型	
SW12200-APBCSE23		標準不鏽鋼刀型+120mm 不鏽鋼刀型	30mm&80mm
SW12200-APBCSE24		標準不沾黏刀型+120mm 不沾黏刀型	

## Accessories

支援  
電燒頭 標準&120mm 電燒頭



轉接頭  
10mm-10mm 10mm-22mm



吸煙管套 (X-Ray 可偵測)


可搭配 12cm 電燒頭

80mm 

30mm 

# 吸煙電燒筆


## ShinEvac<sup>®</sup> FIT (外掛式吸煙筆套與電燒筆組合)



品項料號	吸煙管套	刀頭長度	刀頭鍍層	後方管長度	筆尾
SW12200-E15	4 cm	7 cm	不鏽鋼	3m	N/A
SW12200-EA15	4 cm	7 cm	不鏽鋼	3m	彎接頭
*SW12200-EA58	2.5 cm	5 cm	抗沾黏		

\*SW12200-EA58 搭配 SW130422124S 5/42mm 不沾黏極細針(針尖<0.01)

## ShinEvac<sup>®</sup> FIT (外掛式吸煙筆套)



品項料號	吸煙管套	後方管長度	筆尾
SW12200-E46	4cm	3m	N/A
SW12200-E82	2.5 cm		
SW12200-EA46	4 cm	3m	彎接頭
SW12200-EA82	2.5 cm		
SW12200-EA36	4cm	1.5m	彎接頭